

---

## 实验室药品柜试剂柜样品柜材质说明

实验室**试剂柜**、药品柜、样品柜、仪器柜、文件柜：

### 一、主柜体

1) 柜体门板：采用 16mm 厚的国产优质环保型中纤板，表面粘压国产优质 1.0mm 厚珍珠面防火板，所有断面经经国产优质 2.0mm 厚 PVC 封边防水处理，四周做倒角圆滑处理，外表美观、光滑；分玻璃对开门与木制对开门两种，通透式设计，美观大方。



[点击咨询](#)

2) 柜体柜身：采用 12mm 厚国产优质环保型三聚氰胺板；所有断面经经国产优质 PVC 封边防水处理，结构稳固，承重性好；活动式层板可

---

主营业务：环保设备，实验室装修与办公设备，耐酸碱腐蚀产品

---

自由拆卸或调整高度；药品柜内设耐腐蚀层板，可存放各类化学药品，也可设计成阶梯式层板可存放高度不一的试剂瓶，方便取放物品。



[点击咨询](#)

## 二、层板

- 1) 层板：采用 16mm 厚的优质中密度板，工作面外贴实验室专用 0.9mm 理化板。所有断面经经国产优质 2.0mm 厚 PVC 封边防水处理，四周做倒角圆滑处理，外表美观、光滑。
- 2) 药品柜、试剂柜层板：采用 18mm 厚的优质中密度板，表面粘贴 1.0mm 厚的 PP 防腐蚀板，前端用铝合金型材封边，防止层板变形并加强层板的承重性能；
- 3) 样品柜、仪器柜、文件柜层板：采用 18mm 厚的优质中密度板，表面粘贴 1.0mm 厚的酚醛树脂板，前端用铝合金封边，防止层板变形并

---

主营业务：环保设备，实验室装修与办公设备，耐酸碱腐蚀产品

---

加强层板的承重性能



4) 所有层板调试均可自由拆卸及调整高度。

## 二、附属配件

1) 铰链：采用国产优质全开式 90-175 度高质镀铬钢铰链，与柜体面水平角度 $\leq 15$ 度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可自由开合五万次以上。

2) 拉手：采用专用模具一字型 PVC 暗拉手或不锈钢拉手。

3) 可调地脚：专业模具组合式结构；可调螺丝为 M10\*40mm 不锈钢，外盖为注塑模具一次成型，内嵌橡胶模垫，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观大方，设计人性化。

4) 紧固螺丝：采用优质不锈钢材质螺丝。